

*Мы поможем Вам  
счастливо улыбаться...*



ИРРИГАТОРЫ  
ПОЛОСТИ РТА

**waterpik®**



## Что такое ирригатор полости рта?

Ирригатор - современный аппарат для поддержания гигиены ротовой полости на предельно высоком уровне, который желательно использовать после чистки зубов зубной щеткой. Его действие заключается в подаче тонкой струи жидкости под напором в межзубные пространства, под несъемные зубные протезы. Ирригатор состоит из гидронасоса, емкости для жидкости, ручки и сменных насадок. При его включении компрессор создает давление и вода подается к ручке с определенной силой.



## Для чего нужен ирригатор полости рта?

Во-первых, он справляется с задачами, которые не под силу многим зубным щеткам: удаляет зубной налет не только с поверхности зубов, но и из труднодоступных мест: межзубных промежутков, а также участков между зубом и десной. Скопление отложений в этих непроходимых для щетки областях приводит к таким распространенным заболеваниям, как пришеечный кариес, болезням околозубных тканей — гингивиту и пародонтиту, а также кариесу контактных поверхностей. Во-вторых, ирригатор необходим обладателям брекетов, протезов, коронок, виниров, люминиров и имплантатов. Подобные ортопедические или ортодонтические конструкции затрудняют проведение гигиены полости рта и требуют особого ухода. И, наконец, в-третьих, струя воды, выходящая из ирригатора, вычищает пародонтальные карманы, а также массирует десны, что способствует их укреплению и, как следствие, уменьшению кровоточивости.



## Категория людей, кому обязательно нужно пользоваться ирригаторами



Эффективность регулярного использования ирригаторов доказана учеными всего мира. Стационарные или мобильные устройства с пульсирующей струей воды позволяют обеспечивать тщательную очистку от остатков пищи, вредных микроорганизмов, мягкого зубного налета. Стоматологи настоятельно рекомендуют пользоваться ирригаторами таким категориям граждан, как:

- Тем, кто носит ортодонтические системы и конструкции
- Пациентам с особым строением зубов (скученностью и др.)
- Пациентам с повышенным риском развития кариеса, с кровоточивостью десен
- Пациентам, которые нуждаются усилению местного иммунитета
- Беременным
- Курильщикам
- Всем тем, кто заботится о гигиене рта, свежести дыхания

## Преимущества ирригаторов

- Ирригатор удаляет бактерии глубоко между зубами и ниже линии десен
- Массажирует и стимулирует кровообращение десны.
- Оставляет ощущение чистоты и свежести
- Решает проблемы запаха изо рта
- Чистит недоступные для зубной щетки участки
- Помогает в уходе за имплантатами, протезами, ортодонтическими конструкциями
- Предотвращает возникновения периимплантита (отторжения имплантатов)
- Может использоваться с Вашим любимым ополаскивателем для полости рта
- Клинически доказана, что применение ирригатора до 93% более эффективна, чем использование дентальной нити



## История компании “Waterpik”

Первый в мире ирригатор был создан в Соединенных Штатах Америки компанией Waterpik Inc в 1962 году. С этого времени Waterpik является лидером в производстве инновационных приборов гигиены полости рта. Свою историю компания ведет с 1955 года, в это время в городе Форт Коллинз (штат Колорадо) стоматолог по имени Геральд Мойер начал проводить эксперименты с ирригационными приборами полости рта, которые на сегодняшний день известны как "дентал вотер джет". В 1958 году доктор Мойер начинает сотрудничать с инженером (из Университета штата Колорадо) по имени Джон Мэттингли. Совместно в течение 5 лет они создали 145 прототипов моделей ирригаторов (к сожалению, они были не совершенны, многие модели давали течь), и только 146 прототип получился успешным. Свое изобретение они запатентовали в 1962 году.

В течение нескольких лет Джон Мэттингли создавал приборы у себя дома, а доктор Мойер продавал их своим пациентам.

Один из пациентов использовал прибор шесть месяцев и добился изумительных результатов. В благодарность он выделил 50000 долларов Мойеру и Мэттингли на серийный выпуск таких приборов. В последствии он стал первым президентом компании Waterpik, Inc. В 1964 году компания представила свой продукт широкой аудитории, а в 1967 зарегистрировали его как ирригатор полости рта. Исследования данного прибора продолжались в последующие годы, было опубликовано 50 научных статей и проведено 25 независимых исследований в различных научных центрах.

# Waterpik

не стоит на месте!



1958 год



1991 год



2006 год



2011 год



2017 год

## Ирригатор Waterpik получил знак одобрения Американской Стоматологической Ассоциации (ADA).

Это первое изделие такого рода, получившее одобрение ADA.

20 Февраля 2017 года Совет по научным вопросам Американской Стоматологической Ассоциации (ADA) присвоил престижный знак одобрения ирригатору Waterpik.



Знак одобрения был присвоен за безопасность применения прибора и его эффективность в отношении:

- Удаления налета вдоль линии десен и между зубами
- Предотвращения и облегчения течения гингивита

## Ниже приведены несколько важных фактов о знаке одобрения ADA.

Что такое знак одобрения ADA?

Знак одобрения ADA гарантирует, что рекламные заявления производителя об изделии, являются научно подтвержденными. Знак одобрения означает безопасность и эффективность отпускаемого без рецепта стоматологического продукта.

Программа присвоения знака одобрения была запущена в 1931 году, а в 1984 году президент Рональд Рейган вручил ADA почетную грамоту за выдающиеся заслуги в области саморегулирования посредством программы присвоения знака одобрения.

На сегодняшний день эффективность ирригатора была проанализирована в 68 научных исследованиях. Мало какие средства ухода могут похвастаться такой изученностью. Ирригаторы Waterpik представлены на рынке уже более пяти десятилетий и имеют высокий уровень безопасности и эффективности.




**Ирригатор Waterpik: Удаляет 99,9% зубного налета с обрабатываемой поверхности в течении 3-х секунд.**

Gorur A, Lyle DM, Schaudinn C, Costerton JW. *Compend Contin Ed Dent* 2009; 30 (Suppl 1):1-6. Study conducted at the University of Southern California School of Dentistry, USC Center for Biofilms, Los Angeles, California.

**Заключение: Ирригатор Waterpik эффективно удаляет биопленку.**

### Удаление биопленки с помощью классической насадки



**Ирригатор Waterpik: Значительно эффективнее удаляет зубной налет в сравнении с зубной нитью.**

Goyal CR, Lyle DM, Qaqish JG, Schuller R. *J Clin Dent* 2013; 24(2):37-42. Study conducted at BioSci Research Canada, Ltd., Mississauga, Ontario, Canada. Оценка эффективности удаления зубного налета в сравнении с зубной нитью у взрослых после однократного применения.

**Заключение: Ирригатор Waterpik значительно эффективнее удаляет налет со всех поверхностей зуба в сравнении с зубной нитью.**



\*Статистически значительная разница

## Ирригатор Waterpik WP-70E2

Waterpik WP - 70E2 первый ирригатор для профессионального использования в стоматологии созданный в 1991 году, который предназначен для всей семьи.

WP-70E2 - стационарный прибор, может крепиться к стене и подключаться к стандартной сети 220В.

### Характеристики

- 1200 пульсаций в минуту
- 6 уровней давления струи
- Мощное давление воды 70-550 кПа
- Самый вместительный резервуар для воды (1 л.)
- Это лучшая модель из классических семейных ирригаторов бюджетной ценовой категории
- Резервуар служит защитной крышкой при хранении
- Удобный регулятор давления воды на ручке прибора
- В комплекте 4 насадки
- Рассчитан на 2-х человек. Если ирригатор будут использовать больше двух человек, необходимо приобрести индивидуальную насадку для каждого члена семьи

### Комплектация

- Стандартные насадки 2 шт.
- Насадка для чистки языка 1 шт.
- Насадка для ухода за десневыми карманами 1 шт.

Гарантия 1 год

Бесплатная доставка



CLASSIC

## Ирригатор Waterpik WP-100E2

Самая популярная модель в мире. Мощный, легкий и тихий.

Универсальный ирригатор для полости рта WaterPik WP-100E2 признана полупрофессиональной (т.е. условия ирригации более приближены к условиям стоматологического кабинета).

### Характеристики

- 1200 пульсаций в минуту
- 10 уровней давления струи
- Мощное давление воды-70-620 кПа
- Емкость резервуара 600 мл
- Тихий электромотор
- Удобный и эргономичный дизайн
- Кнопка «Пауза» — на ручке прибора
- Крышка резервуара - контейнер для хранения насадок
- В комплекте 7 насадок
- Рассчитан на троих человек

### Комплектация

- Стандартные насадки 2 шт.
- Насадка для чистки языка 1 шт.
- Насадка для ухода за десневыми карманами 1 шт.
- Насадка для ухода за брекетами 1 шт.
- Насадка-щетка для ухода за ортопедическими конструкциями 1 шт.
- Насадка для ухода за имплантами 1 шт.

Гарантия 1 год

Бесплатная доставка



ULTRA

# Ирригатор Waterpik WP-660E2

Еще мощнее, легче и тише. Самая современная модель.

Компактный и эргономичный дизайн, которую разработали ведущие европейские дизайнеры.

## Характеристики

- 1400 пульсаций в минуту
- 10 уровней давления струи
- Мощное давление воды 70-690 кПа
- Емкость резервуара 650 мл
- 2 режима пульсаций: удаление налета (floss) и массаж десен (massage)
- Светодиодные индикаторы режимов работы
- 1-минутный таймер с двумя 30-секундными интервалами полностью контролирует минимально-необходимое время процедуры
- В комплекте 7 насадок
- Рассчитан на троих человек

## Комплектация

- Стандартные насадки 3 шт.
- Насадка для ухода за брекетами 1 шт.
- Насадка для ухода за имплантами 1 шт.
- Насадка для ухода за десневыми карманами 1 шт.
- Насадка-щетка для ухода за ортопедическими конструкциями 1 шт.

Гарантия 1 год

Бесплатная доставка



ULTRA  
PROFESSIONAL

## Ирригатор Waterpik WP-300E2

Идеален для путешествий и маленьких ванных комнат. Этот прибор поможет Вам полноценно ухаживать за зубами во время путешествий. Компактный и мощный. В комплекте имеет сумку для транспортировки. В комплект к ирригатору входит специальный переходник, который позволит использовать его в странах, где электрическое напряжение отличается от нашего.

### Характеристики

- 1400 пульсаций в минуту
- 3 уровня давления струи
- Мощное давление воды 70-550 кПа
- Емкость резервуара 450 мл
- Идеален для поездок
- Сумка для транспортировки в комплекте
- Рабочее напряжение 110-220 В
- В комплекте 4 насадки
- Низкий уровень шума

### Комплектация

- Стандартная насадка 1 шт.
- Насадка для чистки языка 1 шт.
- Насадка для ухода за брекетами 1 шт.
- Насадка для ухода за имплантами 1 шт.
- Специальный чехол для транспортировки

Гарантия 1 год  
Бесплатная доставка



TRAVELER™

## Ирригатор Waterpik WP-900E2

Представляем ирригатор полости рта Complete Care WP-900E2 от «Waterpik», который объединил в себе ирригатор ротовой полости и ультразвуковую зубную щетку (SR-3000 Sensonic Professional Plus ).

### Характеристики

- 1200 пульсаций в минуту
- 10 уровней давления струи
- Мощное давление воды- 35-620 кПа
- Объем резервуара: 750 мл
- Кнопка «Пауза» - на ручке прибора
- Наличие таймера
- Специальный чехол для транспортировки
- В комплекте 5 насадок

### Комплектация

- Стандартные насадки 2 шт.
- Насадка для ухода за брекетами 1 шт.
- Насадка-щетка для ухода за ортопедическими конструкциями 1 шт.
- Насадка для ухода за имплантами 1 шт.

Гарантия 1 год  
Бесплатная доставка



COMPLETE CARE

## Ирригатор Waterpik WP-360E2

Компактный ирригатор, практичный при уходе за полостью рта вне домашних условий. Питание осуществляется при помощи встроенного аккумулятора.

### Характеристики

- 1450 пульсаций в минуту
- Емкость резервуара - 150 мл
- Давление от 200 до 450 кПа (давление регулируется сменой насадки)
- Насадка поворачивается на 360° вокруг своей оси
- Питание от аккумулятора
- Заряда аккумулятора хватает примерно на неделю

### Комплектация

- Стандартная струйная насадка низкого давления 1 шт.
- Стандартная струйная насадка высокого давления 1 шт.

Бесплатная доставка



CORDLESS

## Электрическая зубочистка Power Whitening flosser

Клинически доказана эффективность электрической зубочистки Power Whitening Flosser, который дает 10000 нежных ударов в минуту эффективно удаляя зубной налет выше и ниже линии десен. Нежный и гибкий нейлоновый наконечник скользит комфортно между зубами не травмируя десны. Чистит и отбеливает межзубные пространства, освежает дыхание.



## Ирригатор Waterpik WP – 450E2

Легкий и удобный вариант прибора для ухода за полостью рта. Портативная модель ирригатора. Предназначена для использования в поездках и как дополнение стационарному ирригатору.

### Характеристики

- 1450 пульсаций в минуту
- Мощное давление 310-520 кПа
- Емкость резервуара - 210 мл
- Питание от аккумулятора
- Заряда хватает на 5-7 дней
- Кнопка управления силой струи имеет два положения: первое - для более нежной очистки, второе - для более глубокой
- Резервуар можно наполнить не снимая с прибора
- Удобный, перезаряжаемый аккумулятор примерно на 1 неделю использования
- Удобен в хранении, когда не используется
- Насадки вращаются на 360°, чтобы добраться до всех областей полости рта
- В комплекте 4 насадки

### Комплектация

- Зарядное устройство
- Стандартная насадка 1 шт.
- Насадка для чистки языка 1 шт.
- Насадка для ухода за брекетами 1 шт.
- Насадка для ухода за имплантами 1 шт.

Гарантия 1 год  
Бесплатная доставка



**CORDLESS PLUS**

# Профессиональная ультразвуковая зубная щетка Waterpik SR - 1000E2

Современная щетка, предназначенная для мощного и одновременно нежного удаления зубного налета.

Профессиональная щетка Sensonic - имеет новый дизайн, скорость движения ворсинок на 25% превосходит других брендов. Клинически доказана большая эффективность при удалении налета.

## Характеристики

- 2 скорости: высокая (для превосходного удаления зубного налета) и низкая (для нежной очистки и массажа десны)
- База-зарядка с индикатором зарядки
- Эргономичный дизайн ручки, не выскальзывает из руки
- Совершенный дизайн головки щетки
- 30 000 движений ворсинок в минуту

## Комплектация

- Супер нежная щетка 2SRB-2W 1 шт.
- Межзубная щетка 2SIP-2W (специально спроектирована для мягкой, но эффективной, чистки между зубами) 1 шт.
- Маленькая щетка SRSB-2 (компактный, более тонкий дизайн обеспечивает доступ в труднодоступные зоны) 1 шт.
- Зарядное устройство - подставка 1 шт.

Гарантия 1 год  
Бесплатная доставка



SENSONIC®  
PROFESSIONAL

# Профессиональная ультразвуковая зубная щетка Waterpik SR-3000E2

Действуя за счет многократных звуковых колебаний, ультразвуковая зубная щетка SR-3000 Sensonic Professional Plus от Waterpik намного эффективнее очищает ротовую полость, нежели аналогичные устройства иных марок. Согласно проведенным исследованиям, эта модель на 29 % превосходит другие образцы по части ликвидации налета и на 26 % лучше массирует мягкие околозубные ткани. Работая мягко, но эффективно, щетка SR-3000 Sensonic Professional Plus от Waterpik великолепно очищает полость рта, возвращает эмали природную белизну и стимулирует хороший кровоток в деснах.

## Характеристики

- Эргономичный дизайн и удобное использование
- На 99% более эффективен в сравнении с обычной зубной щеткой
- Мировой лидер среди ультразвуковых щеток
- Совершает 32000 звуковых колебаний в минуту
- Имеет безопасные ультрамягкие щетинки
- Оборудована удобным таймером
- Укомплектована эксклюзивными насадками

## Комплектация

- Стандартная насадка
- Насадка для чистки труднодоступных мест (брекетов, мостов, межзубных промежутков)
- Компактная насадка
- Зарядное устройство
- Футляр для транспортировки

Гарантия 1 год  
Бесплатная доставка



SENSONIC®  
PROFESSIONAL PLUS

# Ультразвуковая зубная щетка Waterpik AT-50E2

Компания "Waterpik" выпустила зубные щетки для людей, страдающих от повышенной чувствительности и заболеваний десен. (AT-50)

Цель компании "Waterpik" – создать зубную щетку нового поколения с применением инновационных технологий и материалов. Поскольку заболевания десен являются одной из наиболее распространенных проблем стоматологии, разработчики хотели направить свои первоначальные усилия на разработку зубной щетки, призванной бороться с данным недугом. Благодаря звуковым вибрациям, щетинки щётки выполняют 16 000 колебаний в минуту, обеспечивая более эффективное удаление зубного налета, чем при использовании обычной зубной щетки.

## Характеристики

- Эргономичный дизайн
- Компактные размеры – удобно брать с собой
- Низкий уровень шума
- Абсолютно водонепроницаемая
- Ультра-мягкая щетина с закругленными щетинками – деликатно и эффективно удаляет налет
- Работает от одной щелочной батарейки типа ААА (до 10.5 часов непрерывной работы)



**Nano-Sonic™**

## Сравнение ирригаторов

waterpik  
waterflosser®

Стационарные

Портативные



	Waterpik Classic (WP-70)	Waterpik Ultra (WP-100)	Waterpik Ultra Professional (WP-660)	Waterpik Complete Care (WP-900)	Waterpik Traveler (WP-300)	Waterpik Cordless Plus (WP-450)	Waterpik Cordless (WP-360)
Уровни давления воды	6	10	10	10	3	2	2
Давление струи	70-550 кПа	70-620 кПа	70-690 кПа	35-620 кПа	70-550 кПа	310-520 кПа	200-450 кПа
Емкость резервуара	1000 мл	600 мл	650 мл	750 мл	450 мл	210 мл	150 мл
Пульсаций в минуту	1200	1400	1200	1200	1400	1450	1450
Эргономичный дизайн	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Вращение насадок на 360 градусов	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Контейнер для хранения насадок под крышкой резервуара		4	2		1		
Сумка для транспортировки					✓		
Наличие ультразвуковой щетки				✓			
Цена	39.000 др	65.000 др	89.000 др	90.000 др	52.000 др	45.000 др	30.000 др
Гарантия	1 г	1 г	1 г	1 г	1 г	1 г	
Насадки	2 Стандартных насадок 1 Насадка для чистки языка 1 Насадка для ухода за десневыми карманами	2 Стандартных насадок 1 Насадка для чистки языка 1 Насадка для ухода за брекетами 1 Насадка для ухода за имплантатами 1 Насадка для ухода за десневыми карманами 1 Насадка-щётка для ухода за ортопедическими конструкциями	3 Стандартных насадок 1 Насадка для ухода за брекетами 1 Насадка для ухода за имплантатами 1 Насадка для ухода за десневыми карманами 1 Насадка-щётка для ухода за ортопедическими конструкциями	2 Стандартных насадок 1 Насадка для ухода за брекетами 1 Насадка для ухода за имплантатами 1 Насадка-щётка для ухода за ортопедическими конструкциями	1 Стандартная насадка 1 Насадка для чистки языка 1 Насадка для ухода за брекетами 1 Насадка для ухода за имплантатами	2 Стандартных насадок 1 Насадка для чистки языка 1 Насадка для ухода за брекетами 1 Насадка для ухода за имплантатами	2 Стандартных насадок

## Специальные насадки от “Waterpik”. Аналогов нет на рынке



**1 - Ложка для чистки языка.** Насадка с наконечником в виде ложечки. Мягкими движениями этой насадки, подающей воду, без неприятных ощущений, можно снять налет с языка и щек – простой и эффективный способ устранения запаха изо рта. Рекомендуется менять каждые **6 месяца**.

**2 - Насадка-щетка.** Разработана для тех, кто хочет с помощью ирригатора чистить зубы. Зубная паста наносится на щетку и зубы чистятся стандартными движениями в то же время ополаскиваясь струей воды. Эта насадка для чистки зубов от налета. Не производит массаж десен. Рекомендуется менять каждые **3 месяца**.

**3 - Насадка для удаления налета.** Для имплантов, коронок, мостов, других конструкций. Три пучка щетины удаляют устойчивый налет вокруг имплантов, коронок, мостов, виниров и из других зон аккумуляции налета. Рекомендуется менять каждые **3 месяца**.

**4 - Ортодонтическая насадка.** Сочетание распылителя и щетки. Налет, образовавшийся, например, в местах контакта брекетов с зубами, под десневым краем, удаляется волосками щетины и смывается струей воды. Чистка водой под давлением сочетается с механической чисткой щеткой. Рекомендуется менять каждые **3 месяца**.

**5 - Стандартная насадка.** Позволяет эффективно очищать межзубные промежутки, делать ежедневный гидромассаж десен, ухаживать за здоровьем полости рта. С помощью этой насадки можно целенаправленно очищать труднодоступные места от налета и остатков пищи, а также пульсацией жидкости массировать десны для улучшения кровоснабжения тканей десен. Рекомендуется менять каждые **6 месяца**.

**6 - Пародонтологическая насадка.** Насадка с наконечником из мягкой резины. С ее помощью можно распылять воду или антибактериальный раствор за десневой край и/или в зубодесневой карман (перед использованием следует проконсультироваться со стоматологом). Так, карман глубиной до 4 мм, может быть восстановлен естественным образом. Также эта насадка используется для гигиены промывных пространств, протезов, чистки под мостами. Рекомендуется менять каждые **3 месяца**.

## Применение ирригатора



Пользуйтесь Waterpik два раза в день после чистки зубов, процедура занимает 1.5 минуты.

- Чтобы промыть зубной ряд, направьте струйный наконечник перпендикулярно зубам, отступив 2 мм.
- Наклонитесь над раковиной и обхватите наконечник губами.
- Свободной рукой включите прибор и отрегулируйте давление воды.

Отработанная вода должна свободно вытекать в раковину. Если необходимо, прервите подачу воды, нажав кнопку на ручке прибора. Промывайте ротовую полость обычной фильтрованной водой.





**waterpik®**

📍 Ереван, Эребуни 7

☎ 010-43-03-43  
091-70-80-62

🌐 [www.waterpik.am](http://www.waterpik.am)

✉ [elvapharm@gmail.com](mailto:elvapharm@gmail.com)

📘 [waterpik.am](https://www.facebook.com/waterpik.am)

📷 [waterpik.am](https://www.instagram.com/waterpik.am)

Купить продукцию Waterpik можно по адресу Эребуни 7, в магазине "ЭЛВАФАРМ". У нас работает бесплатная курьерская служба. "ЭЛВАФАРМ" является единственным официальным дистрибьютором компании Waterpik в Армении, что гарантирует надежность и подлинность товара. В нашем магазине Вы найдете всю линейку товаров Waterpik: ирригаторы, ультразвуковые зубные щетки, сменные насадки к ним итд.